

ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220 V 50 Hz +/- %10 şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.
2. Cihaz kontrol panosunda Aç/Kapa anahtarı, aydınlatma anahtarı, ana devre emniyet sigortası, fan kontrol anahtarı bulunmalıdır.
3. Her türlü laboratuvar ve araştırma ortamına uygun yapıda imal edilmiş olmalıdır.
4. İç aydınlatma flüoresan tipteki lamba ile sağlanmalıdır.
5. Çalışma alanı zemini paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, ana gövde paslanma ve korozyona karşı elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.
6. İçerideki hava sirkülasyonu ve kirli havanın dışarı atılması fan vasıtası ile sağlanmalıdır ve bunun için 2 kademeli bir fan sistemine sahip olmalıdır.
7. Gaz, saf su, vakum, basınçlı hava vb. için iki adet servis bağlantı vanaları olmalıdır.
8. Cihazın çalışma alanı içerisinde 220 V 50 Hz elektrik prizi bulunmalıdır.
9. Ön cam sertleştirilmiş güvenlik camından mamul olup, ısıya ve darbeye dayanıklı olmalıdır. Elektrikli motorize kontrollü olup yüksekliği, kumanda panelinde yer alan bir düğme ile, istenilen mesafede ayarlanabilmeli ve sabitlenebilmelidir.
10. Cihaz tezgah üstü yapıda olmalı istenilirse destek standı ile birlikte bir bütün olarak teslim edilmelidir.
11. Cihaz dolaplı olmalıdır.
12. Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Ayrıca garanti bitiminden itibaren 10 yıl yedek parça ve servis imkanı sağlamalıdır.