

HOT PLATE ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- CİHAZIN ISITMA YÜZEYİ TABLASI, ÖZEL ALAŞIMLI PİK DÖKÜMDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- CİHAZ ISITICI ELEMANLARI, TABLA YÜZEYİ İÇERİSİNE, YÜZEYİ TAMAMEN ISITACAK VE HOMOJEN BİR ŞEKİLDE KALMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DÖŞENMİŞ OLACAKTIR.
- CİHAZIN ISI KONTROL ÜNİTESİ **DIGITAL-MİKROPROSESÖR** OLUP, İSTENİLDİĞİNDE KULLANICI TARAFINDAN KOLAYCA AYARLANABİLİCEK ŞEKİLDE OLACAKTIR.
- CİHAZ ÇALIŞMA SICAKLIĞI 50/500°C OLUP, İSTENİLEN SICAKLIK DIGITAL TERMOSTATİK KONTROL SİSTEMİ İLE AYARLANACAKTIR.
- CİHAZIN ISITMA TABLASI ÖLÇÜLERİ 400X400mm OLACAKTIR. (Genişlik/En)
- CİHAZIN ISITICI TABLASI İLE GÖVDESİ ARASI, ISI YALITIM DAMPER SACI İLE YALITILMA SAGLAMALIDIR.
- CİHAZIN SICAKLIKLA İLGİLİ KISIMLARI KALİTELİ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP, SICAK BÖLGELERDE KALAN KABLO BAĞLANTILARINDA SİLİKON KABLO KULLANILACAKTIR.
- CİHAZIN ÖN KULLANIM PANELİNDE, IŞIKLI AKIM ANAHTARI, DIGITAL TERMOSTAT ÜNİTESİ VE OTOMATİK LAMBASI BULUNACAKTIR.
- CİHAZIN DIŞ KISMI ELEKTRO-STATİK FIRIN BOYALI OLMALIDIR.
- CİHAZ İLE BİRLİKTE KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ VERİLMELİDİR.
- CİHAZ 220 VOLT 50Hz. ŞEHİR AKIMI İLE ÇALIŞMALIDIR.
- CİHAZ FABRİKASYON HATALARINA KARŞI 1 YIL GARANTİLİ OLUP, 10 YIL SÜRE İLE DE ÜCRETİ MUKABİLİNDE BAKIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİDİR. CİHAZ ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMA 48 SAAT İÇERİSİNDE CİHAZI ÇALIŞIR HALE GETİRECEKTİR.