

Quality made in TURKEY



EFLAB

KİMYASAL SAKLAMA DOLABI

- Ön işlem sonrası elektrostatik yanmaz toz boyalı gövde ve kabin
- Dijital veya analog gösterge
- Asitlere dayanıklı PP fan
- Uygun hava sirkülasyonu nu sağlamak için alt yüzeyleri perfore edilmiş çekmeceler
- Sızdırmaz conta sistemi
- Çok rahat çekilebilen ve takviyeli teleskopik raylar üzerine yerleştirilen çekmeceler sayesinde devrilmez özellikli çekmeceler
- Ön panelde sunulan akrilik cam ile kabin içini gözetleme imkanı (Opsiyonel)
- Kilitli kapak sistemi
- Gövdenin iki yan duvarında, her iki panel arasında hava emiş boşluğu.
- Kabinin üst kısmında çift cidarlı yapı ile oluşabilecek asit, baz ve solvent aerosolleri daha rahat dışarı atılmaktadır
- Kuvvetli kimyasallara yüksek dayanım sağlayan polipropilen iç kaplama (Opsiyonel)



EFLAB

Laboratuvar Cihazları LTD.ŞTİ.
iosb 1345. Cadde No:48
Yenimahalle/ANKARA

Tel +90 (0) 312 395 81 55
Faks +90(0) 312 395 81 53
satis@eflab.com.tr
www.eflab.com.tr