

EFLAB

LABORATORY EQUIPMENT



EFKF 8 Kamara fırınları 1100°C - 5 lt den 45 lt ye kadar masaüstü laboratuvar fırınlarıdır.

Fırın kapağı yukarı açılır şekilde tasarlanarak kullanıcının maruz kalacağı ısı miktarı minimize edilmiştir. Kapak açıldığında elektriği kesen emniyet anahtarı ile kullanıcıyı ve yüksek sıcaklık koruma alarmı ile ısı odasını korumaktadır.

Isı odası bölümünün ağız ve tabanı, kullanılan izole tuğlalar sayesinde çarpma ve sürtünmelere karşı mukavemeti artırılmıştır. Çift cidarlı yapısı sayesinde dış yüzeydeki sıcaklık minimum

seviyede olması sağlanmıştır.

Firmamıza özel tasarlanan kontrol cihazları **PID kontrol** özellikli olup set değerindeki sıcaklık dalgalanmasını minimize etmektedir. Kontrol cihazlarında her adım **9999 dakikaya** kadar tanımlanabilmekte ve elektrik kesintilerinde program kaldığı yerden devam edebilmektedir.

EFLAB

Laboratuvar Cihazları LTD.ŞTİ.
iosb 1469.sokak No:23/1
Yenimahalle/ANKARA

Tel +90 (0) 312 395 81 55
Faks +90(0) 312 395 81 53
satis@eflab.com.tr
www.eflab.com.tr