

## ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz genel laboratuvar ısıtma ve karıştırma işlemleri için uygun olmalıdır.
2. Cihaz analog olmalıdır. Hem ısıtma hem karıştırma görevini birlikte veya tek tek yapabilmelidir
3. Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre (su) olmalıdır.
4. Cihazın karıştırma hızı 100 ile 1500 rpm arasında olmalıdır..
5. Cihazın karıştırma ve ısıtma kontrol panelinin haricinde ilave olarak açma kapama anahtarı olmalıdır.
6. Cihazın ısıtma ve karıştırma fonksiyonlarının devrede olduğu panelde bulunan ışıklarla gösterilir olmalıdır.
7. Cihazın sıcaklığı 380°C ye kadar ayarlanabilmelidir.
8. Cihazın ısıtma gücü 680 W olmalıdır.
9. Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı seramik kaplı olmalıdır.
10. Cihazın ısıtma tablası 180 mm X 1800 mm ebadında olmalıdır.
11. Cihazın ağırlığı 2.9 kg olmalıdır.
12. Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.
13. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.