

Quality made in TURKEY



EFLAB

SU BANYOSU



Teknik Özellikler

- Sıcaklık Çalışma Aralığı: +5/100 C
- Sıcaklık Sensörü: Fe Const
- Kontrol Sistemi: PID
- Sıcaklık Hassasiyeti: 1 C
- Zamanlayıcı: Süresiz Çalışma, 1dak-99.9 Saat
- Kullanılabilir Hacim: İsteğe Bağlı
- İç Yüzey Yapısı: Paslanmaz Çelik İç Hazne
- Dış Yüzey Yapısı:Elektrostatik Toz Boyalı

NOT:Kullanıcı isteği ve Laboratuvar Şartlarına Göre Cihaz Üretimi Yapılmaktadır.

EFLAB

Laboratuvar Cihazları LTD.ŞTİ.
iosb 1345. Cadde No:48
Yenimahalle/ANKARA

Tel +90 (0) 312 395 81 55
Faks +90(0) 312 395 81 53
satis@eflab.com.tr
www.eflab.com.tr